



---

## INSTRUÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE LÍQUIDO AMNIÓTICO

---

- ✓ A coleta do líquido amniótico (LA) deve ser realizada entre a 14ª semana até no máximo a 20ª semana de gestação.
- ✓ A coleta tardia de LA prejudica o processo de cultura celular.
- ✓ São necessários 20ml de LA.
- ✓ Menor quantidade deve ser informada anteriormente ao laboratório. Caso contrário, a amostra não será processada.
- ✓ Utilizar apenas seringa estéril sem êmbolo emborrachado da marca BD® ou INJEX®. Outras especificações da seringa de coleta interferem na cultura celular.
- ✓ Manter a amostra refrigerada após a coleta (não congelar) e encaminhá-la ao laboratório em caixa de isopor, imediatamente após a coleta.
- ✓ Serão processadas somente as amostras acompanhadas de termo de consentimento assinado pela paciente.
- ✓ Prazo para liberação do resultado (a partir do recebimento do material no laboratório):
  - 20 dias

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o laboratório: (011) 2114-6117 ou (011) 8291-4035