



INSTRUÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE PERIFÉRICO PARA REALIZAÇÃO DE CARIÓTIPO

- ✓ Punção venosa ou arterial de 4-5ml de sangue em tubo com heparina (tampa verde). Para recém nascidos, na impossibilidade da coleta de 4-5ml, colher 2ml.
- ✓ Não é necessário jejum para coleta.
- ✓ O paciente não deve estar em tratamento com antibióticos, caso esteja, aguardar 15 dias após o término da medicação para realizar a coleta de sangue.
- ✓ Armazenar em geladeira. Utilizar gelo e caixa de isopor para enviar o material ao laboratório, mas tomar o cuidado de não deixar o gelo em contato direto com o sangue.
- ✓ O material deverá ser enviado ao laboratório nas primeiras 24 horas e num prazo máximo de 48h após a coleta.
- ✓ Prazo para entrega do resultado (a partir do recebimento do material no laboratório):
 - 10 dias para RN e crianças até 10 anos de idade
 - 45 dias para os demais pacientes

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o laboratório: (011) 2244-9100 ou (011) 8291-4035